基于对比学习与掩码重构双分支联合优化的 PPG信号预训练代码

PPG-Pretrain

项目简介

PPG-Pretrain 是一个专注于 PPG (光电容积脉搏波) 信号预训练的深度学习框架,该项目结合了对比学习和掩码重构两种自监督学习任务,并通过交叉门控机制增强两种任务之间的特征交互,从而提高预训练效果。预训练的核心理念是利用大量未标记的PPG信号数据,学习通用且鲁棒的特征表示,这些预训练的特征编码器可以迁移到各种下游任务中,如内瘘狭窄程度分类任务、心率检测、睡眠阶段分类等,显著提升这些任务的性能,尤其是在标记数据有限的情况下。

核心特点

• 多任务自监督学习: 同时使用对比学习和掩码重构任务进行预训练

• 交叉门控机制: 增强两种不同自监督任务之间的特征交互

• 多尺度卷积编码:通过不同大小的卷积核捕获PPG信号的局部和全局特征

• **层次对比损失**: 在多个尺度上计算对比损失,增强模型对不同频率特征的学习

• **序列特征提取**: 利用残差GRU结构提取时序依赖性

环境依赖

• Python 3.7.x 编程语言

• PyTorch 1.12.1 深度学习框架

• NumPy 1.21.6 Python 科学计算的基础库,提供高效的多维数组操作

• Pandas 1.3.5 结构化数据分析工具

Matplotlib 3.5.3 数据可视化库tqdm 4.64.1 添加进度条的库

• scikit-learn 1.0.2 机器学习方法库

安装指南

可通过以下命令安装所有必要依赖:

1 | pip install -r requirements.txt

对于特定版本的PyTorch (支持CUDA),请参考PyTorch官方安装指南。

建议使用 conda 创建虚拟环境并管理依赖, 以避免版本冲突

文件目录结构说明

本项目包含以下核心文件:

PPG-Pretrain/
main.py
models.py

left data.py
left losses.py
left train.py
README.md

- # 主程序入口,包含训练流程
- # 模型架构定义,包含编码器和解码器
- # 数据处理模块,包含数据集和增强方法
- # 损失函数定义,包含对比损失和重构损失
- # 训练与验证函数,包含训练循环逻辑
- # 项目说明文档

data.py

数据处理相关类和函数:

• PPGDataset: PyTorch数据集类,负责加载CSV文件中的PPG信号

• MaskGenerator: 生成随机连续掩码

• DataAugmenter: 实现PPG信号增强,包括添加高斯噪声、基线漂移、随机缩放等

losses.py

损失函数实现:

• hierarchical_contrastive_loss: 多尺度层次对比损失

instance_contrastive_loss: 实例间对比损失
 temporal_contrastive_loss: 时间维度对比损失
 masked_reconstruction_loss: 掩码重构损失

models.py

模型架构定义:

• ResidualGRU: 具有残差连接的GRU网络模块

Encoder: PPG信号编码器Decoder: PPG信号解码器

CrossGatingModule: 交叉门控模块PPGPretrainModel: 完整的预训练模型

train.py

训练与验证函数:

set_seed:设置随机种子确保结果可复现visualize_reconstruction:可视化重构结果

train: epoch训练函数validate: 验证函数

main.py

主程序入口:

- 参数配置
- 数据加载与分割
- 模型初始化
- 训练循环
- 模型保存
- 结果可视化

数据准备

本项目使用CSV格式的PPG信号数据进行训练。PPG信号通常是从血氧仪、智能手表或其他可穿戴设备采集的。

数据格式要求

1. **文件格式**: CSV文件, 每行表示一个信号样本

2. 样本长度:每个样本应为固定长度的序列(默认600点)

3. 预处理: 信号应进行标准化或归一化处理

数据组织方式

- 1. 将预处理后的CSV文件放入同一目录
- 2. 每个CSV文件可以包含多个样本 (多行)
- 3. 目录路径将在训练时指定

```
1 /path/to/data/
```


- 2 ├── subject1.csv
- 3 ├── subject2.csv
- 4 ├── subject3.csv
- 5 ...

数据预处理建议

- 移除基线漂移
- 标准化信号(均值为0,标准差为1)
- 滤除异常值和噪声
- 确保所有信号长度一致 (截断或填充)

模型架构

PPG-Pretrain模型由几个关键组件构成,下面是详细介绍:



1. 编码器 (Encoder)

编码器负责将原始PPG信号转换为潜在特征表示,具有以下结构:


• 投影层: 1x1卷积, 将单通道信号映射到32通道

• 多尺度卷积模块:

小尺度卷积(3x1):捕获局部细节特征中尺度卷积(5x1):捕获中等范围特征大尺度卷积(7x1):捕获长程依赖特征

特征压缩: 将多尺度特征(192通道)压缩至128通道

• 残差GRU: 双向GRU网络, 具有残差连接, 提取时序特征



2. 解码器 (Decoder)

解码器负责从潜在特征重构原始信号:

GRU解码器:将特征序列转换回时域 特征扩展:将隐藏状态扩展到更高维度

• 多尺度转置卷积:通过不同尺度的转置卷积重构信号

• 合并层: 将不同尺度的重构结果融合

• 输出层: 生成最终的重构信号

3. 交叉门控模块 (CrossGatingModule)

交叉门控模块是一个创新设计,用于增强对比学习特征和重构任务特征之间的交互:

- 对两个任务的特征分别进行非线性变换
- 从对方任务的特征生成门控信号
- 通过门控机制增强特征表示

4. 掩码生成器 (MaskGenerator)

生成随机连续掩码,用于掩码重构任务:

- 根据指定的掩码率确定需要掩码的点数
- 生成随机长度的连续掩码段
- 保持掩码分布满足指定的统计特性

5.数据增强 (Data Augment)

对每个原始PPG信号生成两个不同的增强视图

• 进行噪声增强、基线漂移,轻微缩放

完整模型流程

- 1. 数据增强生成正样本对,输入编码器
- 2. 生成随机掩码,掩蔽部分信号
- 3. 编码器提取原始信号和掩码信号的特征
- 4. 交叉门控模块增强两种任务的特征

- 5. 解码器重构被掩蔽的信号部分
- 6. 计算对比损失和重构损失
- 7. 联合优化两个任务的损失

训练流程

PPG-Pretrain采用了双分支训练策略,将对比学习和掩码重构两条路径有机结合,通过交叉门控机制增强特征表示。以下是详细的训练流程说明:

参数配置

在 main.py 中可以配置以下训练参数:

```
1 # 数据参数
2 data_dir = "/path/to/your/data" # 数据目录路径
3 signal_length = 600
                            # PPG信号长度
5 # 模型参数
6 feature_dim = 256
                            # 特征维度
7 mask_ratio = 0.30
                            # 掩码比例
8
9 # 训练参数
10 batch_size = 64
                            # 批次大小
11 \mid epochs = 50
                            # 训练轮数
12 | learning_rate = 1e-3
                            # 学习率
13
14 # 损失权重
15 lambda_contrast = 1.0
                       # 对比损失权重
16 lambda_recon = 1.0
                             # 重构损失权重
17
18 # 保存参数
19 save_dir = 'path/to/save/models' # 模型保存路径
```

训练命令

训练模型只需运行:

```
1 \mid \mathsf{python\ main.py}
```

双分支训练流程详解

PPG-Pretrain的训练过程包含两个并行的自监督学习分支,每个分支专注于不同的学习目标:

1. 对比学习分支

对比学习分支通过学习相似样本间的关系,构建具有判别能力的特征表示:

- 1. **数据增强**:对每个原始PPG信号生成两个不同的增强视图
 - · **高斯噪声增强**:添加轻微高斯噪声,模拟采集噪声
 - · 基线漂移增强:添加低频正弦波,模拟呼吸和体位变化影响
 - **随机缩放增强**:对信号幅度进行轻微缩放,模拟不同采集设备差异
- 2. 特征提取:
 - 。 两个增强视图通过共享参数的编码器进行特征提取
 - 。 编码器捕获PPG信号的多尺度时序特征

3. 对比损失计算:

- 在多个时间尺度上计算样本间对比损失与时间对比损失
- 拉近同一信号不同视图的特征距离,推远不同信号的特征距离
- 。 建立时间维度上的一致性关系

对比学习分支的优势在于学习具有强判别能力的特征表示,对下游分类任务特别有效。

2. 掩码重构分支

掩码重构分支通过预测缺失部分,学习信号的内在结构和时序特性:

1. 掩码生成:

- 根据设定的掩码率 (默认30%) 随机生成连续的掩码段
- 。 掩码段长度服从正态分布, 平均长度可配置
- 。 将被掩码位置的信号值置为0,模拟信号缺失

2. 编码与解码:

- 掩码信号通过编码器提取特征
- 解码器尝试从编码特征中重构原始信号,特别是被掩码的部分

3. 重构损失计算:

- 。 只计算被掩码部分的重构误差
- o 使用均方误差(MSE)作为损失函数
- o 鼓励模型学习信号的内在结构和时序依赖关系

掩码重构分支擅长捕获信号的结构化信息和上下文依赖,对下游的信号重建和异常检测任务有较好效果。

3. 交叉门控机制

两个分支之间通过创新的交叉门控机制进行特征交互和增强:

1. 特征池化:

- 。 对两个分支的序列特征进行平均池化,得到全局特征向量
- 。 为每个样本生成紧凑的特征表示

2. 交叉特征变换:

- 。 对两个分支的特征分别进行非线性变换
- 。 从对方任务的特征生成门控信号
- 应用门控机制增强各自的特征表示

3. 特征扩展:

- 。 将增强后的特征向量扩展回序列维度
- o 保持时序信息的完整性

交叉门控机制使两个分支能够互相借鉴学习到的不同类型特征,形成更全面的特征表示。

联合优化过程

1. 数据加载与预处理:

- 加载PPG信号数据集并归一化
- 将数据分为训练集(90%)和验证集(10%)
- 。 为每个批次创建数据增强和掩码操作

2. 前向传播:

- 。 分别计算对比学习分支和掩码重构分支的特征和损失
- 应用交叉门控机制增强特征表示
- 。 计算最终的联合损失

3. 反向传播与优化:

- 。 根据加权联合损失进行梯度计算
- 更新共享编码器、解码器和交叉门控模块的参数
- 。 应用学习率调度策略

4. 验证与模型选择:

- 。 定期在验证集上评估模型性能
- 。 保存验证损失最低的模型
- 。 可视化分析重构质量和损失曲线

5. 学习率自适应调整:

- 。 当验证损失在连续5个epoch内没有下降时,将学习率降低为原来的一半(factor=0.5)
- 。 通过动态调整学习率,帮助模型跳出局部最优并改善收敛性能
- 。 实现代码:

```
scheduler = optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau(
optimizer, mode='min', factor=0.5, patience=5, verbose=True

)

# 在每个epoch后根据验证损失更新学习率
scheduler.step(val_loss)
```

训练过程监控

训练过程中会实时输出以下信息:

```
1 | Epoch 10/50
2 | Batch 100/150 | Contrast: 0.7823 | Recon: 0.1254
```

训练输出

训练过程会生成以下输出:

• 模型文件:

○ *_best.pth: 最佳模型权重

o *_best_full.pth: 最佳完整模型

○ *_encoder_best.pth: 最佳编码器权重

○ *_epoch{N}.pth: 每N个epoch的checkpoint

• 训练记录:

o *_config.json: 训练配置

○ *_history.json: 训练历史数据

o *_training_history.png: 损失曲线图

• 可视化结果:

- 重构信号与原始信号对比图
- 。 掩码位置可视化

注意:时间戳格式为 YYYYMMDD_HHMMSS ,确保每次训练的输出不会相互覆盖。

损失函数

PPG-Pretrain使用两种主要的损失函数:

1. 层次对比损失 (Hierarchical Contrastive Loss)

对比学习是一种自监督学习方法,旨在学习能区分相似和不相似样本的特征表示。在PPG-Pretrain中,我们采用了层次对比损失,这是一种多尺度的对比学习策略,特别适合时间序列数据如PPG信号。

层次对比损失的核心思想是在不同的时间尺度上同时进行对比学习,包括:

• 原始尺度: 直接对完整特征序列计算对比损失

下采样1次:对特征进行2倍下采样后计算对比损失下采样2次:对特征进行4倍下采样后计算对比损失

这种多尺度策略使模型能够同时学习短期和长期的时间依赖关系。

每个尺度上的对比损失由两部分组成:

1.1 样本间对比损失 (Instance Contrastive Loss)

样本间对比损失关注的是批次中不同样本之间的对比关系:

• 正样本对: 同一原始信号的两个不同增强版本

• 负样本对:来自不同原始信号的增强版本

数学表示如下:

```
1 样本间对比损失的目标是将同一信号的不同视角(正样本对)在特征空间中拉近,
同时将不同信号(负样本对)在特征空间中推远。
3 对于每个PPG信号的两个增强版本z1和z2,正样本对的相似度是通过点积计算的:
sim(z1_i, z2_i)
6 通过应用InfoNCE损失函数,我们最大化正样本对的相似度,同时最小化负样本对的相似度。
```

1.2 时间对比损失 (Temporal Contrastive Loss)

时间对比损失专注于序列内部,在时间维度上进行对比学习:

• 正样本对: 同一时间点在两个视图中的特征

• 负样本对:不同时间点的特征

这种时间维度上的对比学习对于捕获PPG信号中的周期性和时间依赖性特别重要。

对比损失的优势在于:

- 不需要标记数据就能学习有意义的特征表示
- 增强了模型对噪声和变形的鲁棒性
- 提高了下游任务的性能和泛化能力

在代码实现中, 我们采用了以下核心函数:

```
def hierarchical_contrastive_loss(z1, z2, alpha=0.5, temporal_unit=0):
1
2
3
       计算不同尺度上的对比损失
4
5
       参数:
       - z1, z2: 两个视图的特征 [batch_size, seq_len, feature_dim]
6
7
       - alpha: 样本间损失和时间损失的平衡系数
       - temporal_unit: 从哪个尺度开始计算时间损失
8
9
10
       返回:
```

```
11 - total_loss: 所有尺度上对比损失的平均值
12 """
13 # 原始尺度、下采样1次、下采样2次三个尺度的实现
14 # ...
```

2. 掩码重构损失 (Masked Reconstruction Loss)

掩码重构损失是另一种自监督学习策略,受到BERT和MAE等模型的启发。它的工作原理是:

- 随机掩盖输入PPG信号的一部分
- 训练模型预测被掩盖的部分
- 只计算被掩盖部分的重构误差

掩码重构损失使用均方误差(MSE)衡量重构信号与原始信号之间的差异:

```
def masked_reconstruction_loss(original, reconstructed, mask,
    reduction='mean'):
 2
 3
       只计算被掩码部分的重构损失
 4
 5
       参数:
 6
           original: 原始信号
 7
           reconstructed: 重构信号
8
           mask: 掩码, True表示被掩蔽的位置
9
           reduction: 损失归约方式
10
11
       返回:
12
           mse_loss:被掩码部分的MSE损失
13
14
       mse_loss = F.mse_loss(
15
           reconstructed[mask],
16
           original[mask],
           reduction=reduction
17
18
19
       return mse_loss
```

3. 联合优化目标

PPG-Pretrain通过加权结合这两种损失函数,形成联合优化目标:

```
1 | total_loss = lambda_contrast * contrast_loss + lambda_recon * recon_loss
```

这种多任务学习策略使模型能够学习更全面和鲁棒的特征表示,同时支持多种下游任务的迁移学习。

训练后目录结构

成功训练PPG-Pretrain模型后,您将获得一个结构化的输出目录,包含模型权重、训练记录和可视化结果。以下是完整的目录结构及详细说明:

```
1 项目根目录/
                                 # 数据处理模块
2
  — data.py
3
 ├─ losses.py
                                 # 损失函数定义
  — main.py
                                 # 主程序入口
4
5
  — models.py
                                 # 模型架构定义
                                 # 训练与验证函数
6
  ├─ train.py
```

```
7 — README.md
                                  # 项目说明文档
8
9
     — cyz/bloodpressure/ppg_pretrain_models/ # 默认模型保存目录
                                          # 验证集上性能最佳的模型权重
10
       ppg_pretrain_[timestamp]_best.pth
      ppg_pretrain_[timestamp]_best_full.pth
11
                                             # 最佳完整模型(包含优化器状
   态等)
       ├── ppg_pretrain_[timestamp]_config.json # 训练配置记录
12
       ├── ppg_pretrain_[timestamp]_encoder_best.pth # 最佳编码器权重(用于下游任
13
   1
   务)
14
       ├── ppg_pretrain_[timestamp]_encoder_final.pth # 最终编码器权重
      # 第5个epoch的checkpoint
# 第10个epoch的checkpoint
# 第10个epoch的checkpoint
# 第10个epoch的checkpoint
# 第15个epoch
15
16
17
18
       ppg_pretrain_[timestamp]_epoch50.pth
19
                                              # 最后一个epoch的
   checkpoint
20
                                              # 最终模型权重
   ppg_pretrain_[timestamp]_final_full.pth
                                             # 最终完整模型
21
22
       ppg_pretrain_[timestamp]_history.json
                                              # 详细训练历史记录(所有
   epoch的损失值)
23
       — ppg_pretrain_[timestamp]_training_history.png # 训练过程损失曲线可视化
24
25
   # 重构结果可视化目录
26
       — epoch1_batch100.png
                                 # 第1个epoch第100个batch的重构结果
27
       — epoch1_batch200.png
                                  # 第1个epoch第200个batch的重构结果
28
       — epoch1_batch300.png
                                 # 第1个epoch第300个batch的重构结果
29
30
       — epoch2_batch100.png
                                 # 第2个epoch第100个batch的重构结果
31
         epoch50_batch[N].png
                                  # 最后一个epoch的重构结果
```

文件说明

模型文件

- *_best.pth: 在验证集上表现最佳的模型权重,通常用于下游任务微调或推理
- *_best_full.pth: 最佳模型的完整状态,包含模型权重、优化器状态、学习率等,用于恢复训练
- *_encoder_best.pth: 最佳模型的编码器部分, 专为下游任务提取特征设计
- *_epoch{N}.pth: 每隔5个epoch保存的检查点,可以从中断点恢复训练
- *_final.pth: 最后一个epoch的模型权重
- *_final_full.pth: 最后一个epoch的完整模型状态

训练记录

- *_config.json: 训练参数配置,包括数据路径、批次大小、学习率、特征维度等
- *_history.json:详细记录每个epoch的训练和验证损失,包括对比损失和重构损失
- *_training_history.png: 损失曲线图, 直观展示训练过程中各损失的变化趋势

可视化结果

- epoch{N}_batch{M}.png:每隔一定批次保存的重构可视化结果,包含三部分:
 - 。 原始PPG信号波形
 - 。 带掩码的PPG信号 (红点标记掩码位置)
 - 重构信号与原始信号的对比图

注意: 时间戳格式为 YYYYMMDD_HHMMSS , 确保每次训练的输出不会相互覆盖。